



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
076 - 4010098

## **KAO Rehabs värmeprodukter m/prislista**

Du finner vår katalog på [www.kaorehab.com](http://www.kaorehab.com)



Våra huvudprodukter är av märket Hestra, känt för sin kvalitet rakt igenom. Alla produkterna har värmetrådar mellan ytterfodret och innerfodret vilket medför att det inte rör huden. Värmetråden är förstärkt med kevlar och är mycket stark. Batteritid väljer man ut beroende på aktiviteter. Se nedanför. Batterierna är integrerade i en batterificka eller i produktets skaft. Produkter, batterier och laddare har snabba DC kontakter som är säkra och enkla att använda. KAO Rehabs produkter är klassade som medicinska behandlingshjälpmedel.

### **KAO Rehabs innerprodukter**

Produkterna kan användas som de är inomhus/utomhus, eller inne i egenvalda ytterprodukter, modeller, tyg, skinn, färger, vattentäta, efter smak, behov och årstid. Innerprodukterna stödjer användarens medhjälp.

Tidigare innerhandskar, vantar, strumpor och knästrumpor har varit förfabrikerade produkter med värmetrådar både utanpå och inne mot huden. Detta har varit olämpligt då tråden vill fastna på skosömmar, tånaglar, m.m. Det nya tyget består av 35% ull, 60% cold dyed polyester och 5% elastan. De är behagliga, mjuka, elsatiska, slitstarka, färdig krympta, ventilerande och har en mjuk sida och en TM sida (luddiga sidan). Produkterna har dubbelt tyglager där de luddiga sidorna ligger mot varandra så det inte uppstår friktion. Mellan tyglagerna ligger värmetrådena tryggt med fasta strategiska punkter.

### **Villkor**

Senaste leveransdatum anges i orderbekräftelsen.

Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar.

Alla priser i SEK och anges exklusive moms.

Fraktkostnad per leverans: 120 kr

KAO Rehab Sverige, Tel. 076 4010098 eller e-post [kaorehab sverige@live.se](mailto:kaorehab sverige@live.se)

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

## **Batterier**

KAO kan erbjuda batteripaket, **BP= BatteriPaket** med olika förbrukningstider, t.ex. **BP 2.3T** är 2 batterier å 2.3 timmars användning. Beställer du **BP5T** så får du 1 laddare och 4 batterier och en split för laddning av 2 batterier i stöten. Antal volt har inget med tiden att göra.

### **7,4volt batterier**

**BP 2.3T** Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 2 batterier å 48 gram + 1st Friwo laddare Art.nr 1834051/Mascot 2240- 7,4v

**BP 4.6T** Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 4 batterier å 48 gram + 1st Friwo laddare Art.nr 1834051/Mascot 2240- 7,4v + split för laddare

### **3,7volt batterier**

**BP 2T** Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v Li-Ion **BatteriPaketen** innehåller 2 batterier å 20 gram + 1 st Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241-3,7v

**BP 4T** Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v Li-Ion **BatteriPaketen** innehåller 4 batterier å 20 gram + 1 st Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241+ split för laddare

**BP 2,8T** Art.nr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 2 batterier å 30 gram + 1 st Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241-3,7v

**BP 5,6T** Art.nr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 4 batterier å 47gram + 1 Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241 3,7v + split för laddare

**BP 5T** Art.nr CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 2 batterier å 98gram + 1 stFriwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241 3,7v

**BP 10T** Art.nrCELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion. **BatteriPaketen** innehåller 4 batterier å 98gram + 1 st Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241 3,7v + split för laddare

## **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.


**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Se bild. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. For mer information,se bruksanvisning och produkt informationen. Du kan ladda batterierna i fickan

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

Vilket batteri du har fått är markerat med ett kryss i rutans nedre hörn



**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 17050 Tyg Wind Stopper handske. Stl 7-12**



Mjuka och god tyghandskar som lämpar sig bra i kallt väder, tack vare materialet Taifun som håller sig mjukt och rörligt i kallt väder. Detta gör att produkten är mångsidig i olika aktiviteter. Windstopper har vindtät primaloftisolering, samtidigt som produkten är vattenavvisande. Handsken har en god anatomisk utformning, bra grepp, samt mycket behaglig att använda. Utformningen av handsken gör att den är lätt att ta av och på även för de som har nedsatt grepp och muskelkraft. Produkterna har mudd med batterificka som öppnas och stängs med blixtlås. Produkten och batterikontakten är enkla att använda, även för de med nedsatt grepp/muskelkraft eller nedsatt syn. Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Produkten finns endast i svart färg.

<u>Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.</u>	<u><b>BP2,3T</b></u>	<u><b>BP4,6T</b></u>
<u>Art.nr 17050 Windstopper handske</u>	<u>3200</u>	<u>3600</u>

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

#### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 32550 Tyg Gauntlet SR handske Stl 7-12**



Slitstarka handskar med löst innerfoder med vindtätt isolering. Ytterskalet är vattentätt polyamid som andas och har ett slitstarkt greppmönster inne i handflatan och på fingrarna. Produkten har en krage med snörning och lås. Batterifickan har blytlås och sitter på innerfodret. Utformningen av fingrarna är lätt böjda och passar därmed vår egna anatomiska utformning. Produkten har 3-dubbel tyglager. Innerfodret kan användas separat t.ex. vid inomhusbruk. Produktets krage gör att den är lätt att ta på och av. Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Produkten är svart.

<b>BP 2,3T</b> Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr 32550 Gauntlet handske	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 32620 CZone Powder tyg handske. Stl 7-11**



Mycket lätta och behagliga handskar producerade i vattentät, vindtät och ventilerande mikropolyester. Produkten har impregnerat getskinn inne i handen. Handsken har primaloftisolering och borstat fleece som innerfoder. Produkten har en stor krage där batteriet är integrerat med en blixtlåsficka. Utformningen av fingrarna är lätt böjda och med det passar vår egna anatomiska utformning. De är lätta att ta av och på. Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Produkten är blåsvart.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr. 32620 CZone Powder	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

#### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**





**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Art 20210 Skinnhandske Deerskin stl 7-11



Klassiska handskar för nordiska förhållanden. Mycket mjuka med hjortskinn av hög kvalitet. Mellanfodret med fiberfill som har en god isoleringsförmåga mot kyla. Innerfodret är av mjukt microfleece. Handskarna har en god anatomisk utformning med en stor öppning som gör att de är lätta att komma in och ut ur. Kommer komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr. 20210 Deerskin	3400	3900

#### Tillbehör

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### Batteri info

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 20870 Skinnhandske Tällberg stl 7-11**



Mycket mjuka och fina handskar i älgskinn. Handskarna har fiberfill som isolering. Produkten är varm och skön med borstat fleece som innerfoder. Borstat fleece gör att handen inte glider inne i handsken. De är formsydda med en genomtänkt anatomisk utformning. Handskarna har en stor öppning som förenklar att ta av/på sig dem. Har en läderrem med stora tryckknappar och resår i handleden. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Mörkbrun i färg.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr 20870 Tällberg handske	3400	3900

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**





**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 30571 Tygvante Heli Ski stl 7-11**



Bekväma och mjuka vantar producerade i vattentät, vindtät och ventilerande mikropolyester.

Inne i handen är det impregnerat fårskinn. Som innerfoder är det borstat fleece som gör att handen inte glider inne i handsken. Heli ski är en kvalitetsprodukt med långt skaft där batteriet ligger i en blixtlåsficka. Enkla att ta av och på. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Kommer i färgerna svartblå/vit.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr. 30571 Heli ski vante	3400	3900

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehab's produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 32551 Tygvante Gauntlet SR med 3-dubbelt tyglager, stl 7-12**



Mycket slitstarka vantar med löst innerfoder med vindtät isolering. Yterskalet är av vattentät polyamid som andas och som har ett slitstarkt gripmonster inne i handflatan. Vantarna har en krage med snörning och lås. Batterifickan har dragkedja och sitter på innerfodret. Produkten har en bra anatomisk utformning. Innerfodret kan användas separat t.ex. vid inomhusbruk. Produkten har ett 3-dubbelt tyglager. Produktens krage gör att den är lätt att ta av och på. Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Svart/mörk färg.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr. 32551 Gauntlet Sr vante	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

#### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

## **Art 35811 Kebnekaise Mountain vante med löst innerfoder stl 7-12**



Mycket slitstarka vantar med löst innerfoder som är klädd i ull terry och ullfoder. Yterskalet är av vattentät, vindtät och ventilerande triton polyamid tyg. Vantarna har ett slitstarkt army leather inne i handen. Vantarna har en krage med snörning och lås. Batterifickan har blixtlås och sitter på innerfodret. Produkten har ett 3-dubbelt tyglager. Produkten har en bra anatomisk utformning. Innerfodret kan användas separat t.ex. vid inomhus bruk. Produktens krage gör att den är lätt att ta av och på. Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Kommer i vit/mörk färg.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr. 35811 Kebnekaise mountain vante	3200	3600

### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 1929 Skinnvante Bitte/Miko stl 7-11**



Mycket sköna skinnvantar i lamskinn. Skinnet gör produkten mjuk och behaglig. Vantarna är bra skyddade mot kyla och blåst med primaloftisolering. Produkten har en mudd där batteriet är intigrerat i en ficka med blixtlås. Produkten har en genomtänkt anatomisk utformning och är lätta att ta av och på. Levereras med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Produkten är svart.

<u>Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.</u>	<u><b>BP2,3T</b></u>	<u><b>BP4,6T</b></u>
<u>Art.nr. 1929 skinnvante Bitte/Miko</u>	<u>3200</u>	<u>3600</u>

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**



### **Art 31581 Gortex/CZone barnvante stl 3-7**

Mycket starka barnvantar med vind och vattenavvisande yttermaterial. Gortex har också en ventilerande egenskap. Sjalva innerfodret består av polyester fiber sk. Microfleece. Produkten har ett bra grepp, har snölös och justerbar rem vid handleden. Stor krage som gör att den är lätt att ta av och på. Batteriet sitter beskyddande på insidan av kragen i en ficka med blixtlås. Produkten och batterikontakten är enkla att använda. Önskar du förlängningsladd, se tillbehör. Finns endast i svart färg.

<u>Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr. 32531 Gauntlet Sr barnvante mörk</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningsladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningsladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr. 32531 Gauntlet Sr barnvante mörk</u>	3200	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningsladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningsladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**



**Art 35781 Röd Kebnekaise barnvante stl 3-7**

**Art 35782 Blå Kebnekaise barnvante stl 3-7**

En klassisk förebild till andra barnvantar. Utvändigt har den vatten- och vindtätt triton tyg med isolerande innerfoder av 80% merinoull och 20% polyamid. Vantarna har en genomtänkt anatomisk utformning. Produkten har en stor krage med snölös och justeringsrem vid handleden. Batterificka med blixtlås sitter på innerfodrets skaft. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Uppge röd eller blå färg.

<u>Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<u>BP2T</u>	<u>BP4T</u>
<u>Art.nr 35781 Röd Kebnekaise barnvante</u>	2900	3300
<u>Art.nr 35782 Blå Kebnekaise barnvante</u>	2900	3300

**Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<u>BP2,8T</u>	<u>BP5,6T</u>
<u>Art.nr 35781 Röd Kebnekaise barnvante</u>	3200	3500
<u>Art.nr 35782 Blå Kebnekaise barnvante</u>	3200	3500

**Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**





**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**



### **Art 30560 Leather Heli ski finger jr, lösttagbart foder stl 3-7**

Handskar till junior av mycket hög kvalitet. De har lösttagbart innerfoder vilket gör att ytterfodret kan hängas upp och torkas för sig. Handskarna är i vind- och vattentätt ventilerande tyg. Army getskinn på insidan av handen. Fodret är av Bember polyester med G-Loft isolering. Handskarna har en genomtänkt anatomisk utformad passform. Produkten har en stor krage med snölös och justeringsrem vid handleden. Batterifickan med blixtlås sitter på innerfodrets skaft. Önskar du förlängningsladd, se tillbehör. Uppge cerise eller blå färg.



<u>Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr. 30560 Heli ski jr barnhandske blå</u>	3200	3600
<u>Art.nr. 30561 Heli ski jr barnhandske rød</u>	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr. 30560 Heli ski jr barnhandske blå</u>	3500	3900
<u>Art.nr. 30561 Heli ski jr barnhandske rød</u>	3500	3900

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art KR-81221 Innervante barn stl 3- 7**



Innervante till barn i ett slitstarkt, elastiskt tyg med bra passform. TM-tyget består av ull, polyester och elastan. Innervanten kan användas som den är eller inne i en egenvald ytterprodukt efter vilken aktivitet de ska användas till. Ett litet, lätt batteri sitter strax ovan handleden. Alla värmetrådar ligger gömda. Produkten och batterikontakten är enkla att använda. Ett mjukt och behagligt produkt som är enkel att ta av och på. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
Art.nr. KR-81221 innervante barn	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
Art.nr. KR-81221 innervante barn	3200	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art KR-006 Innerstrumpa barn , stl 19-35**



Innerstrumpa till barn i ett slitstarkt, elastiskt tyg med bra passform. TM-tyget består av ull, polyester och elastan. Innerstrumpan kan användas som den är eller inne i egenvalda ytterstrumpor efter årstid eller aktivitet som de ska användas till. Ett litet lätt batteri sitter strax ovan ankeln. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkten och batterikontakten är enkla att använda. En mycket behaglig produkt som är enkel att ta på och av sig. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.

<u>Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr. KR-006 innerstrumpa barn</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr. KR-006 innerstrumpa barn</u>	3300	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Art KR- 226 knästrumpor barn , stl 19-35



Knä-innerstrumpa till barn i ett slitstarkt elastiskt tyg med bra passform. Tyget består av ull, polyester och elastan. Innerstrumpan kan användas som den är eller i en egenvald ytterstrumpa beroende av årstid eller aktiviteten som den ska användas till. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkten och batterikontakten är enkla att använda. Mycket behaglig produkt som är enkel att ta av och på. Kan levereras med förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
Art.nr. KR-006 inner-knästrumpa barn	2900	3300

#### Tillbehör

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
Art.nr. KR-006 inner-knästrumpa barn	3300	3500

#### Tillbehör

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**



### **Art 34380 Innerhandske vuxen touch point stl 7-11**

Innerhandskar med mjuk passform och förstärkta sömmar. Handsken har touchpoint för mobiltelefon/surfplatta. Handsken har dubbelt tyglager där värmetrådarna ligger skyddade mellan dem. Kan användas både ute och inne som de är. Handskarna är lätta att föra in i egenvald ytterprodukt efter årstid och aktivitet. Produkten har diskret batterificka som öppnas och stängs med blixtlås i en mudd. En mjukt behaglig produkt som är enkel att ta av och på sig. Önskar du förlängningsladd, se tillbehör.

<u>Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr. 34380 innerhandske</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningsladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningsladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr. 34380 innerhandske</u>	3300	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningsladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningsladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP5T</b>	<b>BP10T</b>
<u>med förlängningsladd</u>		
<u>Art.nr. 34380 innerhandske</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningsladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningsladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**



### **Art KR-81200 innervante stl 7-12**

Innervante till vuxna i ett slitstarkt elastiskt material med bra passform. Tyget är i ull, polyester och elastan. Innervanten kan användas som den är eller inne i egenvald ytterprodukt efter årstid eller den aktivitet som den ska användas till. Ett litet lätt batteri sitter i mudden. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkt och batterikontakten är enkla att använda. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Tvättas i 40 grader med ulltvättmedel. Färg marinblå.

<u>Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr.KR-81200 Innervante vuxen</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr.KR-81200 Innervante vuxen</u>	3300	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP5T</b>	<b>BP10T</b>
<u>med förlängningssladd</u>		
<u>Art.nr.KR-81200 Innervante vuxen</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**





**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Art KR 116 Innerstrumpor till vuxna stl 36-48



Innerstrumpa till vuxna i ett slitstarkt elastiskt tyg med bra passform. Tyget är i ull, polyester och elastan. Innerstrumpan kan användas som den är eller inne i egenvald ytterstrumpa efter årstid och aktivitet som den ska användas för. Ett litet lätt batteri sitter strax ovan ankeln. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkten och batterikontakten är enkel att använda. En mjuk och behaglig produkt som är enkel att ta av och på. Tvättas i 40 grader med ulltvättmedel. Kan levereras med förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.

<u>Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v</u>	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
<u>Art.nr.KR-116 innerstrumpa vuxen</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
<u>Art.nr.KR-116 innerstrumpa vuxen</u>	3300	3500

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

<u>Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion</u>	<b>BP5T</b>	<b>BP10T</b>
<u>med förlängningssladd</u>		
<u>Art.nr.KR-116 innerstrumpa vuxen</u>	2900	3300

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



## KAO Rehab

Box 168

631 03 Eskilstuna

076 - 4010098



### Art KR 336 Knä-innerstrumpa i stl 36-48

Knä-innerstrumpa till vuxna i ett slitstarkt elastiskt tyg med god passform. Tyget är i ull, polyester och elastan. Knä-innerstrumpan kan användas som den är eller inne i egenvald ytterstrumpa efter årstid eller aktivitet den ska användas för. Ett litet lätt batteri sitter strax nedanför knäleden. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkt och batterikontakten är enkla att använda. Tvättas i 40 grader med ulltvättmedel. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr KR-336 Knä-innerstrumpa	3200	3600

#### Tillbehör

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### Batteri info

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Art 75500 Fernium arbets/fritidshandske vuxen stl 7-11



Handskar av mycket hög kvalitet, kraftfulla och slitstarka. PU material och Goretex gör produkten vind- och vattentät. Är isolerat med ruggad polyester och innerfodret är av bortstad fleece som motverkar att handen glider inne i handsken. Produkten har en smal reflexlinje på fingrarna, resår i handleden och en halvlång krage som gör att de är lätta att ta av och på. Handsken har en bra anatomisk utformning rakt igenom, vilket gör att den inte blir styv i kyla. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Färg svart.

Art nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr 75500 Fernium handske	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### **Art 73110 Kobolt arbets/fritidshandske vuxen stl 7-12**



Arbetshandska med getskinn på ovansidan, insidan och på fingrarna. Handsken kallas för monteringshandske pga sin mjukhet och smidighet. Thinsulat isolering gör att handsken är smidig i kallt väder. Fodret är av borstat fleece så att handen inte skall glida i handsken. Resår runt handleden hindrar kall luft att komma in. Batterificka med blixtlås. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Vit/blå.

Art nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.	<b>BP2,3T</b>	<b>BP4,6T</b>
Art.nr 73110 Kobolt hanske	3200	3600

#### **Tillbehör**

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion batteri	kr 300,-
Art.nr Friwo 1834051/Mascot 2241, 7,4v laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

### **Batteri info**

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det, t.ex. 2350 mAh är ekvivalent till ca 2,3 timmar eller 5200 mAh är ca 5,2 timmar.

**Batteri i mudd eller på innerfodret.** För batteriet in i fickan med batterikontakten mot dragkedjan och produktens kontakt. Koppla samman kontakterna. För att få värme, tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. För mer information, se bruksanvisning och produkt information. Du kan ladda batterierna i fickan.

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Art.nr KR-556 Sulor til barn och vuxna. Stl 19-48



Mycket hållbar sula i skinnimitation. Tunna sulor som tar liten plats i skon. Värme över hela sulan. Sulorna har 50cm långa ledningar. Batterifäste under knäet eller vid ankeln. Med förlängningssladd på 60 eller 100 cm kan du ha batteriet i bältet eller i fickan.

Art nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v	<b>BP2T</b>	<b>BP4T</b>
Art.nr. KR-556 Sula	2900	3300

#### **Tillbehör**

Art.nr Cell 365-5305-2000mAh-3,7v batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion	<b>BP2,8T</b>	<b>BP5,6T</b>
Art.nr. KR- 556 Sula	3400	3800

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion med förlängningssladd	<b>BP5T</b>	<b>BP10T</b>
Art.nr. KR-556 Sula	2900	3200

#### **Tillbehör**

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion batteri	kr 250,-
Art.nr Friwo 1832657 Laddare	kr 400,-
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier	kr 150,-
Art.nr 887-3080 ett par förlängningssladdar 60 cm	kr 200,-
Art.nr 887-3075 ett par förlängningssladdar 100 cm	kr 225,-

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**



**KAO Rehab**  
Box 168  
631 03 Eskilstuna  
**076 - 4010098**

### Specialanpassade produkter

KAO kan erbjuda specialanpassade produkter av olika prefabrikerade produkter. Det är viktigt att det blir uppgett mått som, cirkulära mått, längd, på tvären och andra nödvändiga mått på en skiss eller teckning. Använd vårt måttschema. Uppge gärna namn och telefonnummer. Vid frågor, ring KAO Rehab. Tel. 076-4010098



### Noteringar:

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
Getakulla 11, 432 77 Tvååker**






**KAO Rehab**  
 Box 168  
 631 03 Eskilstuna  
 076 - 4010098

## Beställning Måttschema

### Produktbeskrivning

Art.nr	Typ produkt	storlek	Batteripaket, BP

Storlek	cm
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
8	21
9	23
10	26
11	28
12	30



**Not:**

### Tillbehörsmaterial.

Förlängningssladdar	60 cm	100 cm	Batteriväska	Produktväska	X-tra batteripaket BP

**Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB  
 Getakulla 11, 432 77 Tvååker**